

白米検査結果

本宮方部学校給食センター

- ・ 検出器：NaI(Tl)シンチレーター(ベルトールドジャパン(株) ガンマ線スペクトロメーター LB2045)
- ・ 白米検査は、白米10Kg 袋について20袋当たり1検体です。
- ・ セシウムの測定値はセシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・ 検査結果が独自基準値(10Bq/kg)以上となった白米は、学校給食に使用しておりません。

袋番号	合否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備考
H130228.1	○	検出せず	5.1	平成25年3月7日(木)	平成24年産玄米
H130228.2	○	検出せず	5.0	平成25年3月7日(木)	平成24年産玄米
H130301.3	○	検出せず	5.1	平成25年3月7日(木)	平成24年産玄米
H130301.4	○	検出せず	5.0	平成25年3月7日(木)	平成24年産玄米
H130301.5	○	検出せず	5.1	平成25年3月7日(木)	平成24年産玄米
H130301.6	○	検出せず	5.0	平成25年3月7日(木)	平成24年産玄米
H130301.7	○	検出せず	5.1	平成25年3月14日(木)	平成24年産玄米