



白米検査結果



本宮方部学校給食センター

- ・ 検出器：NaI(Tl)シンチレーター(ベルトールドジャパン(株) ガンマ線スペクトロメーター LB2045)
- ・ 白米検査は、白米10Kg 袋について20袋当たり1検体です。
- ・ セシウムの測定値はセシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・ 検査結果が独自基準値(10Bq/kg)以上となった白米は、学校給食に使用しておりません。

袋番号	合否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備考
H140701.1	○	検出せず	5.1	平成26年7月3日(木)	平成25年産玄米
H140701.2	○	検出せず	5.1	平成26年7月3日(木)	平成25年産玄米
H140701.3	○	検出せず	4.9	平成26年7月3日(木)	平成25年産玄米
H140701.4	○	検出せず	4.9	平成26年7月4日(金)	平成25年産玄米
H140701.5	○	検出せず	5.1	平成26年7月4日(金)	平成25年産玄米
H140701.6	○	検出せず	5.1	平成26年7月4日(金)	平成25年産玄米
H140707.1	○	検出せず	4.9	平成26年7月10日(木)	平成25年産玄米
H140707.2	○	検出せず	5.1	平成26年7月10日(木)	平成25年産玄米
H140707.3	○	検出せず	5.1	平成26年7月10日(木)	平成25年産玄米
H140707.4	○	検出せず	4.9	平成26年7月10日(木)	平成25年産玄米
H140707.5	○	検出せず	4.9	平成26年7月10日(木)	平成25年産玄米
H140707.6	○	検出せず	5.1	平成26年7月10日(木)	平成25年産玄米